

CONTACTOS

Hanna Instruments Portugal Lda.
Rua de Manuel Dias Fracção I nº392
4495-129 Z. I. Amorim - Póvoa de Varzim

TEF: 252 248 670

FAX: 252 248 679

Nº VERDE: 800 203 063

e-mail: info@hannacom.pt


Internet: <http://www.hannacom.pt>

Para mais informações visite-nos em www.hannacom.pt.

MAN84100PO
08/05

Manual de Instruções

HI 84100 MINI-TITULADOR PARA DIÓXIDO DE ENXÔFRE LIVRE & TOTAL para a análise do vinho



stimado Cliente,

Obrigado por ter escolhido os produtos Hanna Instruments. Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o instrumento correctamente bem como uma ideia mais precisa da sua versatilidade num vasto leque de utilizações. Antes de utilizar o instrumento, por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente. Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em enviar-nos um e-mail para info@hannacom.pt ou entre em contacto connosco através do contacto fornecido na contra-capa deste manual.

Este Instrumento está em conformidade com as Normas **CE**

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| EXAME PRELIMINAR | 3 |
| DESCRIÇÃO GERAL | 3 |
| ESPECIFICAÇÕES | 5 |
| PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO | 6 |
| DESCRIÇÃO FUNCIONAL | 7 |
| ARRANQUE | 9 |
| GUIA DOS CÓDIGOS DO MOSTRADOR | 10 |
| CONSELHOS PARA UMA MEDIÇÃO PRECISA | 12 |
| PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE SO ₂ LIVRE | 12 |
| PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE SO ₂ TOTAL | 13 |
| PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO DE BOMBA | 15 |
| SUBSTITUIÇÃO DA TUBAGEM DA BOMBA | 15 |
| SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS | 16 |
| MANUTENÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO ELÉCTRODO | 16 |
| ACESSÓRIOS | 18 |
| GARANTIA | 19 |

GARANTIA

O HI 84100 possui dois anos de garantia contra defeitos de fabrico na manufactura e em materiais quando utilizados no âmbito das suas funções e manuseados de acordo com as instruções.

A garantia é limitada à reparação ou substituição sem custos.

Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia.

Caso seja necessária assistência técnica, contacte o revendedor Hanna Instruments onde adquiriu o instrumento. Se este estiver coberto pela Garantia, indique o modelo, data de aquisição, número de série e natureza da anomalia. Caso a reparação não esteja coberta pela Garantia, será informado(a) do seu custo, antes de se proceder à mesma ou à substituição. Caso pretenda enviar o instrumento à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização junto do Departamento de Apoio a Clientes. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Ao enviar o instrumento, certifique-se que está devidamente acondicionado e protegido.

Para validar a Garantia, preencha e devolva o cartão anexo nos 14 dias após a compra.

ACESSÓRIOS

CONJUNTOS DE REAGENTES

| | |
|-------------|--|
| HI 70300L | Solução de armazenamento do eléctrodo (500mL) |
| HI 70635L | Solução de limpeza para depósitos de vinho (500mL) |
| HI 70636L | Solução de limpeza para depósitos de vinho (500 mL) |
| HI 7082 | Solução de enchimento de eléctrodo (4 X 30 mL) |
| HI 84100-50 | Solução titulante (100mL) |
| HI 84100-51 | Reagente alcalino (500mL) |
| HI 84100-52 | Reagente ácido para determinação de SO ₂ total (500 mL) |
| HI 84100-53 | Reagente ácido para determinação de SO ₂ livre (500 mL) |
| HI 84100-54 | Reagente estabilizante (25 un.) |
| HI 84100-55 | Padrão de calibração (500 mL) |

OUTROS ACESSÓRIOS

| | |
|-------------|---|
| HI 3148B/50 | Sonda de pH com cabo curto |
| HI 70483T | Conjunto de tubagem com tampa para frasco titulante e extremidade |
| HI 731316 | Barras de agitação (5 un.) |
| HI 740036P | Copo 50mL (10 un.) |
| HI 740037P | Copo 20mL (10 un.) |
| HI 740198 | Cabo de energia |

Recomendações aos Utilizadores

Antes de utilizar este instrumento, certifique-se da sua adequação ao meio em que o vai fazer.

A utilização destes instrumentos pode causar interferências noutros equipamentos electrónicos, sendo necessária a intervenção do utilizador para as corrigir.

Qualquer alteração a estes instrumentos introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do seu desempenho EMC.

A fim de evitar danos ou queimaduras, não efectue medições em fornos microondas. Para a sua segurança e a segurança do instrumento, não utilize nem guarde o instrumento em locais de risco.

EXAME PRELIMINAR

Retire o instrumento da embalagem e examine-o cuidadosamente. Certifique-se de que não sofreu danos durante o transporte. Caso tenha sofrido, informe o seu revendedor.

Cada mini-titulado HI 84100 é fornecido completo com:

- Conjunto de reagentes para 20 titulações
- Dois copos de 50 mL
- Dois copos de 20 mL
- Tesoura
- Conjunto de reagentes com tampa
- Sonda de ORP
- Barra de agitação
- Cabo de energia
- Um frasco de 30 mL de Solução de enchimento
- Uma seringa de 1 mL
- Duas saquetas para solução de limpeza para depósitos de vinho
- Duas saquetas de solução de limpeza para machas de vinho
- Manual de Instruções

Nota: Guarde todas as embalagens até estar seguro que o instrumento funciona correctamente. Qualquer item defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original.

DESCRIÇÃO GERAL

O HI 84100 é um titulador automático com microprocessador, económico e fácil de utilizar, que beneficia dos anos de experiência da Hanna com fabricante de instrumentos analíticos.

Possui uma bomba peristáltica simples e fiável que assegura uma alta repetibilidade da dosagem. Efectuando uma calibração da bomba com os padrões Hanna fornecidos, assegura-se a precisão do instrumento.

O instrumento vem com um método de análise pré-programado desenhado para medições de Dióxido de Enxofre Livre e Total em amostras de vinho. O instrumento possui um poderoso e eficiente algoritmo incorporado para analisar a forma da resposta do eléctrodo e para determinar a cor da reacção. Este algoritmo automatiza a análise, efectua todos os cálculos necessários e assegura um interface simples e eficiente para o utilizador.

Pressionando o botão START STOP, o instrumento efectuará imediatamente a titulação até ao ponto de equivalência. O resultado é imediatamente indicado em unidades convenientes, então o instrumento está pronto para outra titulação.

SIGNIFICADO DE USO

Uma razão importante para adicionar SO_2 é evitar a oxidação. Quando existe oxigénio, o SO_2 por si só torna-se oxidizado antes dos compostos fenóis no vinho, e assim age como um recirculador de oxigénio. Ainda, o SO_2 suprime a actividade de enzimas que causam o escurecimento e outros problemas.

O que está realmente a proteger seu vinho é o SO_2 molecular. Quando adiciona SO_2 , dependendo das circunstâncias, parte dele torna-se imediatamente limitado. A relação entre a quantidade de SO_2 adicionado e a quantidade de SO_2 que permanece livre é complexa. Está claro, no entanto, que é maioritariamente governado pelo conteúdo de SO_2 do vinho. A taxa de limitação diminui à medida que a concentração de SO_2 aumenta. A exacta relação entre SO_2 livre e limitado (total - livre) variará de vinho para vinho.

Abaixo de 30-60 ppm, 33% a 50% de adição de SO_2 torna-se limitado. O que permanece denomina-se “livre” e divide-se em duas partes. A maior parte livre, e relativamente ineficiente é o “bisulfito” (HSO_3^-). A menor parte do livre é o SO_2 molecular activo. A quantidade de SO_2 molecular no seu vinho, depende dos níveis de SO_2 livre presente assim como do pH. Por exemplo, a pH 3.2, a quantidade de SO_2 livre para 0.8 ppm de SO_2 molecular é 22 ppm. A pH 3.5, necessitará de 43 ppm livre - essencialmente o dobro.

A concentração de SO_2 livre (ppm) para 0.8 ppm de SO_2 molecular:

| pH | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SO_2 Livre | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 | 44 | 55 | 69 | 87 | 109 |

Na maior parte das situações, 0.8 ppm de SO_2 molecular durante o armazenamento e no engarrafamento, fornece-lhe a protecção adequada da oxidação e da acção das bactérias. Isto inclui a prevenção da bactéria maloláctica.

É importante relembrar que a quantidade de SO_2 livre no vinho, depende de três coisas: quanto é adicionado, quanto existia antes da adição e quanto da sua adição de torna imediatamente limitada. O nível ao qual o SO_2 molecular pode ser detectado pelos sentidos humanos é de cerca de 2.0 ppm. Este é também o nível que é necessário para a protecção máxima do seu vinho. Isto é particularmente verdade no caso de vinhos doces, e mais notável, vinhos **botrytised**.

O HI 84100 da Hanna, oferece a possibilidade de testar SO_2 livre ou total em todos os vinhos, incluindo tintos, que são difíceis de testar com métodos manuais devido à quase imperceptibilidade de alterações de cor.

PROCEDIMENTO DE ARMAZENAMENTO

Para minimizar a obstrução e assegurar um tempo rápido de resposta, o bolbo em vidro e a junção do eléctrodo deve ser mantido húmido e não deve permitir a sua secagem.

Substitua a solução na tampa de protecção com algumas gotas de Solução de armazenamento **HI 70300**, ou na sua ausência, Solução de enchimento (**HI 7082**). Siga o Procedimento de Preparação antes de efectuar medições.

Nota: NUNCA ARMAZENE O ELÉCTRODO EM ÁGUA DESTILADA OU A SECO.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Inspeccione o eléctrodo e o cabo. O cabo utilizado para a ligação ao controlador deve estar intacto e não devem existir pontos de isolamento quebrado no cabo ou quebras no bolbo e haste do eléctrodo. O conector deve estar limpo e seco. Se existirem quebras, substitua o eléctrodo. Lave com água quaisquer depósitos de sal.

Manutenção da Sonda

Volte a encher a câmara de referência com solução electrolítica (**HI 7082**). Deixe o eléctrodo na vertical pelo menos por 1 hora. Siga o procedimento de Armazenamento acima referido.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA


- *Depósitos de vinho* Mergulhe em solução de limpeza Hanna **HI 70635** durante 15 minutos
- *Manchas de vinho* Mergulhe em solução de limpeza Hanna **HI 70636** durante 15 minutos

IMPORTANTE: Após efectuar qualquer um dos procedimentos de limpeza, enxague bem o eléctrodo com água destilada, encha a câmara de referência com solução electrolítica nova e mergulhe o eléctrodo em Solução de Armazenamento **HI 70300** durante pelo menos 1 hora antes de efectuar medições.


SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL

Para substituir o fusível, siga os seguintes passos:

- Desligue o cabo de energia no painel traseiro do instrumento.
- Puxe o suporte de fusível localizado próximo do conector do cabo de energia.
- Substitua o fusível por um semelhante.
- Empurre o suporte de fusível com o fusível no local apropriado.



MANUTENÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE ELÉCTRODO



PROCEDIMENTO DE PREPARAÇÃO

Remova a tampa de protecção do eléctrodo de ORP (HI 3148B/50).

NÃO SE ALARME SE EXISTIREM DEPÓSITOS DE SAL. Isto é normal nos eléctrodos, desaparecendo se os passar por água. Durante o transporte, podem-se formar pequenas bolhas de ar dentro do bulbo de vidro o que afecta o correcto funcionamento do eléctrodo. Estas bolhas podem ser removidas "agitando" o eléctrodo como o faria com um termómetro de vidro.

Se o bulbo e/ou a junção está seca, mergulhe o eléctrodo na Solução de Armazenamento HI 70300 pelo menos por uma hora. Se a solução de enchimento (electrolítica) está mais do que 1cm abaixo do orifício de enchimento, adicione Solução Electrolítica 3.5M KCl HI 7082.

Para uma resposta mais rápida, desaparafuse o parafuso do orifício de enchimento durante as medições.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Gama | 0 a 400 ppm de SO ₂ |
| Resolução | 1 ppm |
| Precisão | 5% da leitura |
| Método | Método titrimético Ripper |
| Princípio | Titulação Ponto de Equivalência redox |
| Volume de Amostra | 50 mL |
| Eléctrodo de ORP | HI 3148B/50 (incluído) |
| Débito da Bomba | 0.5 mL/min |
| Velocidade de Agitação | 1500 rpm |
| Ambiente | 0 a 50 °C; máx 95% HR não condensável |
| Fonte de Energia | 220V/50Hz; 10VA |
| Dimensões | 208 x 214 x 163 mm (com copo) |
| Peso | 2200 g |


REAGENTES NECESSÁRIOS

| Código | Descrição | Quantidade/teste |
|-------------|---|------------------|
| HI 84100-50 | Titulante (para SO ₂ Livre & Total) | |
| HI 84100-51 | Reagente Alcalino (para SO ₂ Total) | 5 mL |
| HI 84100-52 | Reagente Ácido (para SO ₂ Total) | 5 mL |
| HI 84100-53 | Reagente Ácido (para SO ₂ Livre) | 5 mL |
| HI 84100-54 | Estabilizante (para SO ₂ Livre & Total) | 1 embalagem |
| HI 84100-55 | Padrão (para SO ₂ Livre & Total ₂) | 50 mL |


PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A determinação de dióxido de enxofre em amostras de vinho é efectuada pela titulação de dióxido de enxofre presente no vinho com iodato. Neste procedimento um excesso de iodine é adicionado à amostra de vinho e é titulado com iodato.

O iodato reage com o iodeto e o ácido sulfúrico presente no vinho e produz iodine:



O iodine produzido na reacção acima, reage então com dióxido de enxofre:



Para resultados precisos é muito importante conhecer a quantidade exacta do volume da amostra, o volume e concentração do titulante.

A bomba peristáltica possui uma boa repetitibilidade mas o volume de dosagem depende de muitos factores, assim como o diâmetro do tubo ou da elasticidade do tubo. Para compensar por todos estes erros, a bomba necessita de ser calibrada. A calibração da bomba é também necessária de modo a ter uma alta precisão das titulações.


O procedimento da calibração é na realidade a análise de uma conhecida solução. Fazendo isto, o instrumento faz uma análise diferencial entre o padrão e a amostra de vinho. O débito volumétrico da bomba e a concentração real do titulante é compensado. Apenas o volume da amostra tem que ser conhecido com precisão.

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO DE BOMBA

Aviso: A calibração da bomba deve ser efectuada cada vez que o tubo da bomba, o frasco de reagente ou o eléctrodo de pH é substituído. Recomenda-se efectuar a calibração da bomba antes de cada sessão de medições.

- Para preparar a amostra para a calibração, siga o procedimento de medição para medições de SO_2 livre & total usando o padrão HI 84100-55 em vez de amostra de vinho.

- Após a preparação da amostra, pressione o botão CAL PUMP. Std piscará no ecrã.



- Pressione START STOP de modo a iniciar a calibração do sistema.



- No final do procedimento de calibração, aparece durante alguns segundos "done" (efectuado) e então o medidor volta ao modo de medição.




SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM DA BOMBA

Para remover a tubagem da bomba peristáltica siga os seguintes passos:

- Desencaixe o antigo sistema de tubagem do frasco de reagente.
- Remova o anel de fixação do tubo da bomba peristáltica.
- Puxe o tubo até que seja removido da sua localização.
- Remova o outro lado do tubo.



Para montar a nova tubagem da bomba peristáltica:

- Coloque um anel de fixação da bomba peristáltica na sua localização.
- Estique o tubo sobre os cilindros da bomba peristáltica.
- Fixe o segundo anel de fixação da bomba na sua localização.
- Encaixe o tubo no frasco de reagente.



Nota: Limpe a bomba peristáltica até aparecerem gotas de reagente na ponteira de dosagem pressionando o botão PURGE.

- Coloque o suporte da sonda no topo do copo e fixe-o rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
- Mergulhe o eléctrodo de ORP aproximadamente 2 cm na amostra a testar, tendo em atenção para que não toque na barra de agitação.
- Insira a ponteira de dosagem no apropriado local do suporte e tenha atenção para que não seja mergulhada na solução.
- Adicione o conteúdo de uma saqueta em pó de Estabilizante HI 84100-54 ao copo.
- Pressione o botão START STOP para iniciar a titulação. O mostrador indicará "titr" durante a titulação, juntamente com "stirrer" (agitador) e "pump" (bomba) a intermitente no mostrador).
- No final da titulação, a concentração de Dióxido de Enxofre é indicada em mg/L (ppm).




Nota: Se o ponto de equivalência não for alcançado ou não for reconhecido devido a uma solução ruidosa, será indicada uma mensagem de erro.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL


DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO

PAINEL FRONTAL




- 1) Frasco de titulante
- 2) Mostrador
- 3) Teclado
- 4) Suporte de eléctrodo
- 5) Tubo de bomba peristáltica

PAINEL TRASEIRO



- 6) Eléctrodo de ORP
- 7) Copo
- 8) Conector BNC do eléctrodo
- 9) Fusível
- 10) Interruptor de Energia
- 11) Conector para cabo de energia
- 12) Bomba peristáltica

Descrição do teclado



- 1) **PURGE** - para iniciar/parar limpeza (tempo máx. de limpeza é 5 min)
- 2) **CAL PUMP** - para entrar no modo de calibração da bomba
- 3) **START STOP** - para iniciar/parar a titulação ou calibração da bomba
- 4) **STIR** - para iniciar/parar o agitador enquanto em modo de medição ou de limpeza

DESCRIÇÃO DO MOSTRADOR



- 1) Indicador de Estabilidade: quando a calibração da bomba está em progresso
- 2) Etiquetas de agitador activo
- 3) Mensagens de calibração
- 4) Etiquetas de calibração activa
- 5) Mostrador secundário com 4 dígitos
- 6) Etiqueta "Time": quando a hora é indicada no mostrador secundário
- 7) Etiqueta "ppm": quando o resultado de titulação é indicado no mostrador principal
- 8) Mostrador principal com 4 dígitos e meio


- Adicione o conteúdo de uma saqueta em pó de Estabilizante **HI 84100-54** ao copo.



- Pressine o botão **START STOP** para iniciar a titulação. O mostrador indicará "titr" durante a titulação, juntamente com "stirrer" (agitador) e "pump" (bomba) a intermitente no mostrador).



- No final da titulação, a concentração de Dióxido de Enxofre é indicada em mg/L (ppm).



Nota: Se o ponto de equivalência não for alcançado ou não for reconhecido devido a uma solução ruidosa, será indicada uma mensagem de erro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE SO₂ TOTAL


- Encha o copo de 50 mL até à marca de 50 mL com amostra de vinho, coloque a barra de agitação próximo do copo no local adequado no topo do mini-titulador.
- Encha o copo de 20 mL até à marca de 5 mL com o Reagente Alcalino **HI 84100-51** e adicione o conteúdo do copo de 50 mL.
- Agite suavemente e aguarde 15 minutos.
- Encha o copo de 20 mL até à marca de 5 mL com o Reagente Ácido **HI 84100-52** e adicione o conteúdo ao copo de 50 mL.



WINE SAMPLE



HI 84100-51
Alkaline reagent



HI 84100-52
Acid reagent

- Coloque o magneto no copo.

CONSELHOS PARA UMA MEDIÇÃO PRECISA

As instruções listadas a seguir devem ser cuidadosamente seguidas durante os testes de modo a assegurar uma maior precisão.

- Limpe a bomba para ter novo titulante quando iniciar uma nova análise ou calibração.
- Calibre a bomba peristáltica antes de efectuar uma análise
- Analise o vinho imediatamente após ser obtida a amostra.
- Limpe o eléctrodo com solução de limpeza HI 700635 ou HI 700636, concebidas especialmente para a indústria do vinho, se este não foi utilizado por um longo período de tempo.


PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE SO₂ LIVRE

Aviso: Assegure-se que a bomba foi calibrada antes de efectuar a análise de dióxido de enxofre da amostra de vinho.


- Encha o copo de 50 mL até à marca de 50 mL com amostra de vinho, coloque a barra de agitação próximo do copo no local adequado no topo do mini-titulador.



- Encha o copo de 20 mL até à marca de 5 mL com o Reagente Alcalino HI 84100-53 e adicione o conteúdo do copo de 50 mL.




- Coloque o magneto no copo
- Coloque o suporte da sonda no topo do copo e fixe-o rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.



- Mergulhe o eléctrodo de ORP aproximadamente 2 cm na amostra a testar, tendo em atenção para que não toque na barra de agitação.

- Insira a ponteira de dosagem no apropriado local do suporte e tenha atenção para que não seja mergulhada na solução.




ARRANQUE

- Coloque o instrumento numa superfície plana. Não coloque o instrumento num local com luz solar directa.
- Ligue o titulador à ficha de electricidade com ligação terra e a correcta voltagem e frequência. Para o efeito veja a etiqueta nas traseiras do instrumento.
- Coloque a tubagem da bomba peristáltica na bomba. Veja o procedimento na secção de Substituição da Tubagem da Bomba.
- Remova a tampa do frasco de reagente e coloque a tampa de frasco do conjunto de tubagem. Coloque o frasco de reagente no local apropriado no topo do titulador.
- Ligue os tubos à bomba peristáltica (o tubo de entrada está ligado ao frasco de reagente, o tubo de saída está ligado à ponteira de dosagem).
- Ligue o instrumento usando o interruptor de energia no painel traseiro do instrumento e aguarde até que o mostrador indique um tracejado.


GUIA DE CÓDIGOS DO MOSTRADOR



Esta indicação aparece durante alguns segundos cada vez que o instrumento é ligado.



Mostrador principal



Mostrador principal com agitador activo.




Mensagem de modo de limpeza.

MENSAGENS DE CALIBRAÇÃO DE BOMBA



Este ecrã aparece cada vez que o medidor entra em modo de calibração de bomba. O medidor está pronto a efectuar a calibração da bomba pressionando o botão START STOP.




Este ecrã aparece enquanto a calibração da bomba está em progresso. Pressionando o botão CAL PUMP ou START STOP, o mini-titulado volta ao ecrã principal.




Esta mensagem aparece durante alguns segundos antes de voltar ao mostrador principal, quando a calibração está efectuada.



Esta mensagem de erro aparece quando a concentração da amostra excede 400 ppm.



A solução padrão utilizada está errada.



Esta mensagem de erro aparece quando as leituras de entrada (mV) excedem os limites de entrada ($\pm 1000\text{mV}$).

MENSAGENS DE TITULAÇÃO



Este ecrã aparece cada vez que o mini-titulado entra em modo de TITULAÇÃO. Pressione o botão START STOP de modo a parar a titulação e voltar ao ecrã principal.



O resultado da titulação, expresso como concentração de dióxido de enxofre em mg/L, é indicado no final do processo de titulação. Pressione o botão START STOP para voltar ao ecrã principal.



Esta mensagem de erro aparece quando a leitura de entrada excede os limites de entrada ($\pm 1000\text{mV}$).



Este ecrã aparece quando a concentração da amostra excede 400 ppm.